



Avicennum

медицинская компрессия с пользой для здоровья

Aries
MEDICAL PRODUCTS

... для облегчения жизни!

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ARIES HOLDING

Дорогие клиенты, дорогие деловые партнеры, в ваших руках – каталог медицинской линейки наших изделий, Avicenit. За последние годы этот бренд значительно изменился – мы расширили портфель продуктов, который теперь, помимо продуктов для лечения и профилактики варикоза, продуктов для лечения лимфатических отеков и диабетических носков, также включает в себя ортопедические биндажи. У нас также собственный опытно-конструкторский отдел, который позволяет нам быстро внедрять инновации в наши продукты. Введение новых элементов на рынок является одним из наших коньков, ведь их источником являетесь именно вы, а также врачи, с которыми мы близко сотрудничаем. Мы высоко ценим идеи, замечания и примечания всех наших клиентов, всегда стараемся активно прислушиваться к вашей обратной связи и считаем работу с ней одним из наших основных приоритетов.

Если у вас возникнут вопросы, смело обращайтесь к нашим мед представителям, или пишите нам по адресу info@avicenit.eu.

Надеемся, что наше сотрудничество будет успешным, и что наши продукты все также будут вам помогать и приносить облегчение.



A handwritten signature in cursive script, reading "Ladislav Šulc".

Шульц Ладислав

владелец и генеральный директор
ARIES, a.s.



Пиктограммы

Дизайн нарукавников



Дизайн чулочно-носочных изделий



Носок и ластовица



Варикозное расширение вен и профилактика

Варикозное расширение вен и компрессионная терапия


Варикозное расширение вен представляет собой проблему, которой в развитых странах Европы страдает 60 % женщин и 30 % мужчин.

Заболевания венозной системы относятся к хроническим заболеваниям, требующим изменения образа жизни и практически непрерывного лечения. В основании данного лечения лежит компрессионная терапия. Причина варикозного расширения вен (варикоза) состоит в наследственной предрасположенности, другими факторами являются статическая нагрузка, сидячая работа, возраст, недостаточная физическая активность, излишний вес или беременность. Кроме перечисленных факторов, частой причиной повреждения венозных клапанов являются воспалительные процессы.

В результате неправильной работы венозной системы появляются признаки хронической венозной недостаточности, например, варикозное расширение вен, отечность нижних конечностей, гемосидериновая пигментация, венозные трофические язвы, и т. д.

Медицинские компрессионные изделия

Принцип защиты вен с помощью медицинских компрессионных изделий основан на том, что в области щиколотки создается определенное давление, которое постепенно снижается в направлении к талии. Доказано, что поддержка венозных стенок в нижней части ног эффективно улучшает кровообращение и способствует возвращению крови к сердцу. Благодаря компрессионным чулочно-носочным изделиям у Вас не будут болеть ноги, Вы будете хорошо себя чувствовать и оставаться в отличной форме. Компрессия также находит свое применение в лечении лимфатической отечности рук.



A – больная вена
B – здоровая вена

Семь советов для профилактики варикозного расширения вен

Так, как у ряда иных заболеваний, и в вопросе профилактики варикозного расширения вен важен Ваш образ жизни. Мы предлагаем несколько простых советов, полезных для Вашего здоровья.

- 1 Физическая активность:** Ходите на прогулки, бегайте, езьте на велосипеде или плавайте. Движение поддерживает работу мышечного насоса Ваших нижних конечностей, тем самым способствуя кровообращению.
- 2 Питание:** Следите за тем, чтобы Ваш рацион содержал достаточное количество витаминов С и Е, клетчатки, кальция, магния и цинка.
- 3 Ноги на столе:** В течение дня уделите несколько минут и сядьте в положении, подняв ноги вверх. Это поспособствует кровообращению в нижних конечностях.
- 4 Не препятствуйте циркуляции крови:** Избегайте длительного нахождения в положении стоя или сидя, не скрещивайте ноги, избегайте ношения слишком узких брюк или обуви на слишком высоком каблуке.
- 5 Холодный душ:** Побалуйте свои ноги холодным душем или холодными компрессами.
- 6 Поупражняйтесь:** Попробуйте кружить щиколотками в обоих направлениях; поджимать и распрямлять пальцы на ногах и всю плюсну; прижимать согнутые ноги к груди, а затем их распрямлять, или же, лежа на спине, имитировать езду на велосипеде. Некоторые из данных упражнений можно выполнять также в офисе или в приемной.
- 7 Поддерживающие чулочно-носочные изделия:** Носите поддерживающие чулки или гольфы. В настоящее время качественные поддерживающие чулочно-носочные изделия на первый взгляд уже сложно отличить от обычных колготок или чулок и предлагаемый ассортимент действительно широк. Тем не менее, всегда необходимо убедиться, что кромка или кружева в выбранной Вами модели не жмут ногу, не приводят к отечности и не препятствуют циркуляции крови.

Качество

RAL



В конце 2016 года компания ARIES, a.s. стала членом сообщества RAL объединяющего ведущих европейских производителей компрессионных чулок и других компрессионных изделий. Членами сообщества могут стать только те производители, которые доказали, что они способны в производстве чулок и других изделий соблюдать норму RAL-GZ 387/1, которая определяет строжайшие требования в области градуированной компрессии, учитывая при этом все доступные размеры изделий. Компрессионные изделия компании

ARIES, a.s. успешно прошли все контрольные измерения в лабораториях в Хозэнштайне (Германия). Компания также обязуется ежегодно предоставлять образцы своей продукции для повторного тестирования. Таким образом, знак качества RAL, который размещен на упаковках продукции, является гарантией безопасной и эффективной компрессии – ведь только такая компрессия способна дать хороший терапевтический результат при лечении заболеваний венозной и лимфатической системы.

Сертификат ISO



Avicenum – производитель лечебных компрессионных изделий, которые помогают улучшить качество жизни и устранять проблемы со здоровьем. Ваш комфорт и чувство безопасности при использовании наших изделий для нас очень важны, и поэтому мы особо скрупулезно относимся к нашим поставщикам материала и выбираем только те материалы, которые относятся к высочайшему классу качества. Наши изделия также подвергаются случайному тестированию и проверке качества согласно нормам, за соблюдением которых следят представители сертифицирующих органов.

С 2016 года система управления качеством компании ARIES, a.s. сертифицирована учреждением Bureau Veritas согласно норме **ISO 9001:2015**.

Материалы и качество



Мы следим за качеством с самого начала. Мы разрабатываем качественные изделия, выбираем наилучшие материалы, тщательно их обрабатываем и стараемся добавить что-то больше. PAD Нейлон (полиамид) является основным материалом в производстве чулочно-носочных изделий. По этой причине в изделиях Avicenum применяется исключительно фирменная полиамидная пряжа PAD 6.6 от ведущих производителей из Швейцарии, Италии и Франции.

LYCRA® стала синонимом эластана. В чулках Avicenum с помощью лайкры создается требуемая компрессия. LYCRA® представляет собой гарантию качественного, функционального и долговечного изделия.

Сертификаты независимых сертификационных органов дополняют нашу жесткую внутреннюю систему качества.

Материалы

LYCRA®




LYCRA® energize – это торговое название качественного эластана, технологическим развитием которого руководит компания Invista. Это волокно гарантирует превосходную эластичность материала – именно оно и создает компрессионный эффект наших изделий. LYCRA® Soft Comfort – очень эластичное и мягкое волокно, использование которого помогло нам достичь повышенной растяжимости наших изделий, сохранив при этом их компрессионные свойства. На практике это означает, что наши чулки проще надевать и приятнее носить, потому что LYCRA® Soft Comfort способна лучше приспособиться конечности по всей длине, даже в нагружаемых местах, где материал часто имеет тенденцию собираться гармошкой и давить на конечность. Благодаря материалу

LYCRA® Soft Comfort ощущаемое давление становится меньше, хотя чулок при этом все также соответствует строгим требованиям на эффективную, градуированную компрессию.

Материал, который используется в компрессионных изделиях компании Avicenum, позволил нам внести в них сразу несколько усовершенствований. Преимущества материала LYCRA® Soft Comfort почувствуют прежде всего те, кто пользуется изделиями второго и третьего класса компрессии, то есть чулками Avicenum 360 и Avicenum 520, поскольку перетянуть чулки через пятку и подъем стопы благодаря новому материалу теперь гораздо проще. Повышенная растяжимость в области подъема также приносит более высокий комфорт и устраняет ощущения давления и врезания. Мы также значительно улучшили конец открытого носка, который весь день держится на месте, не скатывается и не сползает. Забытой не осталась и область пятки, где мы уплотнили материал чтобы сделать ее более стойкой – ведь именно это место подвергается самой большой механической нагрузке.

с обмоткой для чувствительной кожи и более длительного срока службы изделий



Голое волокно эластана может вызывать раздражение чувствительной кожи. Поэтому LYCRA® обматывается двойным защитным волокном. Использование LYCRA® с обмоткой способствует не только повышению комфорта в ношении, но и более длительному сроку службы изделия. Мы не делаем компромиссов и используем роскошное волокно LYCRA® с двойной обмоткой во всех изделиях Avicenum.

Микроволокно



Микроволокно – это пряжа из большого количества тончайших волокон. Десять километров такого волокна весят меньше грамма. Изделия из микроволокна приятны на ощупь, их удобно носить, они хорошо впитывают и отводят пот, отличаются высокой стойкостью и к тому же модно выглядят. Именно поэтому мы используем микроволокно для производства всех чулок второго и третьего класса компрессии, где его использование обычно не бывает стандартным.

Длинноволокнистый чесаный хлопок



В производстве продукции Avicenum с содержанием хлопка нами используется исключительно длиноволокнистый чесаный хлопок. Волокно такого хлопка в три раза длиннее, чем волокно обычного хлопка. Данный тип материала обеспечивает достаточное перекрытие волокон в переплете. В результате использования этого высококачественного материала изделие остается функциональным в течение более длительного времени.

Sanitized® Silver - Ионы швейцарского противомикробного серебра



Для защиты и здоровья Ваших ног

Sanitized® Silver Sanitized® Silver – это уникальная **противомикробная обработка** от известной швейцарской компании Sanitized®. Она характеризуется высокими показателями стабильности, абсолютной безвредностью и высокой эффективностью. Создана на **базе ионов серебра** и не содержит потенциально опасное наносеребро.

Обработка Sanitized® Silver в изделиях Avicenum наносится непосредственно на поверхность текстильных волокон, т.е. именно туда, где происходит размножение


бактерий и грибов. Серебро надежно противостоит широкому спектру микроорганизмов.

Ионы проникают через стенки клеток и препятствуют поступлению кислорода и питательных веществ, что надежно предотвращает последующее размножение и возникновение колоний, часто устойчивых и к стандартному циклу стирки. Серебро действует как **дезодорант**, препятствует возникновению неприятных запахов, повышает комфорт при ежедневной носке чулочно-носочных изделий. Оно одновременно защищает текстильные волокна от повреждения и повышает долговечность изделия.

Обработка Sanitized® Silver отличается высокой стабильностью, абсолютной безопасностью для здоровья человека. Она успешно прошла дерматологическими испытаниями. Общество Aries **гарантирует**, что в изделиях Avicenum наносеребро не применяется.



Воздействие
серебра на бактерии



Во влажной среде ионы
серебра локализуют и
деактивируют бактерии.



Необработанное
волокно



Обработанное
волокно

Кружева, резинки, профилактика

Резинки и кружева чулок


Кружева и резинки наших продуктов являются не только эстетическим завершением чулка, мы также тщательно следим за их функциональностью и удобством.

Наши **кружева** содержат поперечные **пластинки**, которые препятствуют неприятному соскальзыванию чулок. С внутренней стороны кружева оснащены тремя силиконовыми полосками, благодаря чему чулки **хорошо держатся на ноге**.

Резинка является оптимальным выбором для пациентов с очень чувствительной кожей. Точечное размещение силикона обеспечивает хорошую воздухопроницаемость, при чем чулок правильно держится на ноге.



Совет: Не стирать чулки в кондиционере для белья, после этого силикон теряет свою липкость. Силикон также не держится на конечностях после нанесения на них крема. Липкость силикону можно вернуть, протерев его средством на основании спирта.



Узор силикона на резинке и кружевах

Медицинская резинка носков и гольфов


Медицинская резинка носков и гольфов удобна, она не оставляет потертостей и не ограничивает циркуляцию крови в ноге. Наша резинка представляет собой результат длительных разработок, тестирования и испытаний. Кроме того, она прошла тестирование независимой аккредитованной лаборатории ИТС Злин.



медицинская резинка

тело носка

Как читать новые этикетки Avicenum



Чулки со суженным обхватом бедра (минусный размер)

У Вас узкие бедра и чулки падают?

У некоторых пациентов, страдающих от проблем кровообращения, нетипичная форма нижних конечностей. У мужчин бедренная часть ноги, как правило, более узкая, чем у женщин. Кроме того, пациенты постарше могут испытывать потерю мышечной массы бедер. В случае существенных анатомических диспропорций, чулки изготавливаются на заказ (форму заказа запрашивайте у наших медицинских представителей или по адресу info@aries.eu). Решение несущественных диспропорций представляют собой наши чулки со суженным обхватом бедра. В сотрудничестве с врачами-специалистами была разработана новая серия размеров, определяемая знаком «минус» и отличающаяся более узкими параметрами в точке обхвата g. Дизайн: резинка, открытый носок.



Чулки укороченной длины (SHORT)

Даже короткий размер все равно слишком длинный?

Может случиться, что, несмотря на тщательные измерения дома, в кабинете врача и магазине с предметами медицинского назначения чулки не подходят, будучи слишком длинными, хотя размеры соответствуют таблице. Именно для таких случаев разработан новый продукт – еще более короткие чулки. Таким образом, к размеру NORMAL прибавился размера SHORT.

В данной новой серии размеров мы значительно сократили длину чулок. Тем самым мы пытаемся идти навстречу текущим потребностям рынка и надеемся, что размер SHORT удовлетворит значительную группу пациентов. Дизайн: кружева, открытый носок.





Avicennum

медицинская компрессия с пользой для здоровья

Профилактика, поддержка лечения и
компрессионная терапия варикозного
расширения вен и отечности ног


... для облегчения жизни!



Авиценум 70

профилактика варикозного расширения вен и отечности ног

Поддерживающие чулочно-носочные изделия Avicenum 70 улучшают кровообращение, обеспечивают эффективную профилактику образования варикозного расширения вен, предотвращают возникновение спорадических отеков и смягчают ощущения боли и усталости ног. При повседневной носке Вы оцените также швейцарское противомикробное серебро Sanitized® Silver.



Состав: 76 % PAD Нейлон, 24 % LYCRA®

Медицинские компрессионные гольфы ТРАВЕЛ



Торговое название	Гольфы антиварикозные Авиценум 70 ТРАВЕЛ			
Обработка:	Противомикробное серебро - Sanitized® Silver			
Размеры:	36 - 38	39 - 41	42 - 44	45 - 47
Цвета:	0000, 7007, 8001, 9999 0000 только у размера 39 - 41			
Упаковка:	1 пара в коробке, 16 коробок в блоке			

Медицинские компрессионные гольфы



Торговое название	Гольфы антиварикозные Авиценум 70			
Обработка:	Противомикробное серебро - Sanitized® Silver			
Размеры:	36 - 38	39 - 41	42 - 44	
Цвета:	0000, 7007, 8001, 8003, 9999 0000 только у размера 36 - 38, 39 - 41			
Упаковка:	1 пара в коробке, 16 коробок в блоке			

Медицинские компрессионные чулки с КРУЖЕВОМ



Медицинские компрессионные колготки



Медицинские компрессионные колготки для беременных



Торговое название	Чулки бедренные антиварикозные Авиценум 70
Обработка:	Противомикробное серебро - Sanitized® Silver
Размеры:	M, L обхват бедра 50 - 60 см
Цвета:	7007, 8001, 8003, 9999
Размеры:	XL обхват бедра более см
Цвета:	8001, 9999
Упаковка:	1 пара в коробке, 8 коробок в блоке

Торговое название	Колготки антиварикозные Авиценум 70										
Обработка:	Противомикробное серебро - Sanitized® Silver										
Размеры:	<table><tr><td>Малая ластовица (G1)</td><td>Большая ластовица (G2)</td></tr><tr><td>S</td><td>S+</td></tr><tr><td>M</td><td>M+</td></tr><tr><td>L</td><td>L+</td></tr><tr><td>XL</td><td>XL+</td></tr></table>	Малая ластовица (G1)	Большая ластовица (G2)	S	S+	M	M+	L	L+	XL	XL+
Малая ластовица (G1)	Большая ластовица (G2)										
S	S+										
M	M+										
L	L+										
XL	XL+										
Цвета:	3090, 5090, 7007, 8001, 8003, 9999										
Упаковка:	1 пара в коробке, 8 коробок в блоке										

Торговое название	Чулки бедренные антиварикозные Авиценум 70
Обработка:	Противомикробное серебро - Sanitized® Silver
Размеры:	M, L, XL (для беременных)
Цвета:	8001, 9999
Упаковка:	1 пара в коробке, 8 коробок в блоке

Во время беременности женщина подвергается наибольшему риску возникновения заболевания вен. С начала 4-го месяца беременности рекомендуется использовать Колготки Avicenum 70, обладающие специальной структурой в области живота.



Авиценум 140

поддержка лечения варикозного расширения вен и отечности ног

Лечебные чулочно-носочные изделия первого класса компрессии облегчают симптомы начинающейся венозной недостаточности и смягчают ощущения усталости и напряжения в ногах. При повседневной носке Вы оцените также швейцарское противомикробное серебро Sanitized® Silver. Срок службы изделия значительно продлевается за счет уплотненной пятки.



Состав: 69 % PAD Нейлон, 31 % LYCRA®

Медицинские компрессионные гольфы **ТОНКИЕ**



Торговое
название:

Гольфы антиварикозные Авиценум 140 (тонкие)



Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры:

Normal

Long

S normal

S long

M normal

M long

L normal

L long

Цвета: 8001, 9999

Упаковка: 1 пара в коробке, 16 коробок в блоке

Медицинские компрессионные гольфы **ПЛОТНЫЕ**



Торговое
название:

Гольфы антиварикозные Авиценум 140 (плотные)



Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры:

Normal

Long

S normal

S long

M normal

M long

L normal

L long

Цвета: 8001, 9999

Упаковка: 1 пара в коробке, 16 коробок в блоке

Лечебные бедренные самодержасье чулки **ТОНКИЕ** с **КРУЖЕВОМ**



Торговое название: **Чулки бедренные антиварикозные Авиценум 140 (тонкие с кружевом)**



Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: **Normal** **Long**
S normal **S long**
M normal **M long**
L normal **L long**

Цвета: 7007, 8001, 8080, 9999

Упаковка: 1 пара в коробке, 8 коробок в блоке

Медицинские компрессионные бедренные чулки самодержасье **ПЛОТНЫЕ** с **РЕЗИНКОЙ**



Торговое название: **Чулки бедренные антиварикозные Авиценум 140 (плотные с резинкой)**



Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: **Normal** **Long**
S normal **S long**
M normal **M long**
L normal **L long**

Цвета: 8001

Упаковка: 1 пара в коробке, 8 коробок в блоке

Медицинские компрессионные колготки



Торговое название: **Колготки антиварикозные Авиценум140**



Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: **Малая ластовица (G1)** **Большая ластовица (G2)** **Штанишки (G3)**
S normal **M normal** **L normal**
S long **M long** **L long**

Цвета: 7007, 8001, 8080, 9999

Упаковка: 1 пара в коробке, 8 коробок в блоке



Авиценум 310

поддержка лечения варикозного расширения вен и отечности ног

Лечебные чулочно-носочные изделия первого класса компрессии с 60% содержанием хлопка способствуют поддержке стенок вен, эффективно улучшают кровообращение и предотвращают болезненные отеки нижних конечностей. Они подходят для носки в течение всего дня, при длительном нахождении в положении стоя и сидя. В то же время, они предназначены для занятий спортом и для путешествий.



Состав: 60 % Хлопок, 28 % PAD Нейлон, 12 % LYCRA®

Медицинские компрессионные гольфы с хлопком (унисекс)



Торговое
название:

Гольфы антиварикозные Авиценум 310

Обработка:

Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры:

36 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47

Цвета:

0000, 5090, 7007, 8002, 8080, 9999

Упаковка:

1 пара в коробке, 8 коробок в блоке

Медицинские компрессионные гольфы ТРАВЕЛ с хлопком (унисекс)



Торговое
название:

Гольфы антиварикозные Авиценум 310 (травел)

Обработка:

Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры:

36 - 38 39 - 41 42 - 44 45 - 47

Цвета:

0000, 5090, 7007, 8002, 8080, 9999

Упаковка:

1 пара в упаковке с крючком в пакете

CCL 1

Первый класс компрессии (18 - 21 мм рт.ст.)

Avicenum
ANTI-TROMBO

Антитромботические гольфы и чулки

предназначены для лежачих больных, снижая риск образования тромбов.

Чулки обработаны швейцарским противомикробным серебром Sanitized® Silver.



Состав: 70 % PAD Нейлон, 30 % Lycra®



Госпитальные антиэмболические гольфы

Торговое название:	Гольфы антиварикозные Авиценум ANTI-TROMBO				
Обработка:	Противомикробное серебро - Sanitized® Silver				
Размеры:	S	M	L	XL	XXL
Цвет:	0000				
Дизайн:	со смотровым отверстием под пальцами				
Упаковка:	1 пара в пакете				

Госпитальные антиэмболические чулки с РЕЗИНКОЙ

Торговое название:	Чулки бедренные антиварикозные Авиценум ANTI-TROMBO				
Обработка:	Противомикробное серебро - Sanitized® Silver				
Размеры:	S	M	L	XL	XXL
Цвет:	0000				
Дизайн:	со смотровым отверстием под пальцами				
Упаковка:	1 пара в пакете				



Смотровое отверстие



Авиценум 360

компрессионная терапия варикозного расширения вен и отечности НОГ

Лечебные чулки второго класса компрессии способствуют правильному функционированию венозных клапанов, стабилизируют кровообращение и являются незаменимой частью компрессионной терапии.



Медицинские компрессионные гольфы

Состав: 60 % PAD Нейлон, 40 % LYCRA®



Торговое
название

Гольфы антиварикозные Авиценум 360



Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: **S normal** **M normal** **L normal** **XL normal** **XXL normal**
S long **M long** **L long** **XL long** **XXL long**

Цвета: 8001, 9999

Дизайн: открытый носок закрытый носок

Упаковка: 1 пара в коробке, 8 коробок в блоке



Медицинские компрессионные бедренные чулки самодержащиеся с **КРУЖЕВОМ**



Торговое название	Чулки бедренные антиварикозные Авиценум 360 (кружево)					
Обработка:	Противомикробное серебро - Sanitized® Silver					
Размеры:	S normal	M normal	L normal	XL normal	XXL normal	
	S+ normal	M+ normal	L+ normal	XL+ normal		
	S long	M long	L long	XL long	XXL long	
	S+ long	M+ long	L+ long	XL+ long		
Цвета:	8001, 8080, 9999					
	8080 размер „+“, XXL не имеется в наличии					
Дизайн:	открытый носок / закрытый носок					
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗМЕР						
КОРОТКАЯ ДЛИНА	S short	M short	L short	XL short		
Цвета:	8001					
Дизайн:	открытый носок					
Упаковка:	1 пара в коробке, 4 коробок в блоке					

Медицинские компрессионные бедренные чулки самодержащиеся с **РЕЗИНКОЙ**



Торговое название	Чулки бедренные антиварикозные Авиценум 360 (резинка)					
Обработка:	Противомикробное серебро - Sanitized® Silver					
Размеры:	S normal	M normal	L normal	XL normal	XXL normal	
	S+ normal	M+ normal	L+ normal	XL+ normal		
	S long	M long	L long	XL long	XXL long	
	S+ long	M+ long	L+ long	XL+ long		
Цвета:	8001, 9999 XXL normal и XXL long только в цвете 8001					
Дизайн:	открытый носок / закрытый носок					
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗМЕР						
СУЖЕННЫЙ ОБХВАТ БЕДРА	S- normal	M- normal	L- normal	XL- normal		
	S- long	M- long	L- long	XL- long		
Цвета:	8001					
Дизайн:	открытый носок					
Упаковка:	1 пара в коробке, 4 коробок в блоке					

Медицинский компрессионный бедренный чулок с **ЗАСТЕЖКОЙ НА ТАЛИИ**



Торговое
название:

Avicenum 360 чулок с застежкой на талии

Обработка:

Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры:

S normal	S long
M normal	M long
L normal	L long
XL normal	XL long

Цвета:

8001

Дизайн:

закрытый носком
левый/ правый

Упаковка:

1 штука в коробке, 4 коробки в блоке

Медицинские компрессионные колготки



Торговое
название:

**Колготки антиварикозные
Авиценум 360**



Обработка:

Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры:

Малая ластовица	Штанишки
Avicenum 360	Avicenum 360
S normal	L normal
M normal	XL normal
S long	L long
M long	XL long

Цвета:

8001, 9999

Дизайн:

закрытый носком

Упаковка:

1 штука в коробке, 4 коробки в блоке



Avicenum 360 FINE

компрессионная терапия варикозного расширения вен и отечности ног

Воздушные лечебные чулки FINE с утонченной структурой и полностью сохраненной функцией второго класса компрессии. Новый продукт был разработан для удобного ощущения при ношении. Avicenum FINE позволяет сочетать лечение с радостью от совершенно активной общественной жизни благодаря внешнему виду модного чулка.



Состав: 60 % PAD Нейлон, 40 % LYCRA®

Медицинские компрессионные гольфы ТОНКИЕ (FINE)



Торговое
название:

Гольфы антиварикозные Авиценум 360 (тонкие)

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: **S normal** **M normal** **L normal** **XL normal**
S long **M long** **L long** **XL long**

Цвет: 8001, закрытый носок + Цвет 9999

Дизайн: открытый носок /закрытый носок

Упаковка: 1 штука в коробке, 8 коробки в блоке

Медицинские компрессионные бедренные чулки самодержащиеся ТОНКИЕ с КРУЖЕВОМ (FINE)



Торговое
название:

Чулки бедренные антиварикозные Авиценум 360 (тонкие)

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: **S normal** **M normal** **L normal** **XL normal**
S long **M long** **L long** **XL long**

Цвет: 8001, закрытый носок + Цвет 9999

Дизайн: открытый носок /закрытый носок

Упаковка: 1 штука в коробке, 4 коробки в блоке



Авиценум 360 КОТТОН (ХЛОПОК)

компрессионная терапия варикозного расширения вен и отечности ног

Лечебные чулки второго класса компрессии с большим содержанием хлопка (60 %) пригодны, в частности, для пациентов с чувствительной кожей. Несмотря на большое содержание хлопка, чулки держаться на ноге и не соскальзывают. Хлопок дополнен приятным микроволокном и волокном LYCRA® с двойной обмоткой.

Чулки Avicenum 360 COTTON способствуют правильному функционированию венозных клапанов, стабилизируют кровообращение и они предназначены для компрессионной терапии.



Состав: 60 % Хлопок, 35 % LYCRA®, 5 % PAD Нейлон

Медицинские компрессионные гольфы



Торговое название:

Гольфы антиварикозные Авиценум 360 КОТТОН

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры:	S normal	M normal	L normal	XL normal
	S long	M long	L long	XL long

Цвет: 8001

Дизайн: открытый носок

Упаковка: 1 пара в коробке, 8 коробок в блоке

Медицинские компрессионные бедренные чулки самодержащиеся с КРУЖЕВОМ



Торговое название:

Чулки бедренные антиварикозные Авиценум 360 КОТТОН (кружево)

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры:	S normal	M normal	L normal	XL normal
	S+ normal	M+ normal	L+ normal	XL+ normal
	S long	M long	L long	XL long
	S+ long	M+ long	L+ long	XL+ long

Цвет: 8001

Дизайн: открытый носок

Упаковка: 1 пара в коробке, 4 коробок в блоке



Второй класс компрессии (23 - 32 мм рт.ст.)

Медицинские компрессионные бедренные чулки самодержащие с **РЕЗИНКОЙ**



Торговое название:	Чулки бедренные антиварикозные Авиценум 360 КОТТОН (резинка)			
Обработка:	Противомикробное серебро - Sanitized® Silver			
Размеры:	S normal	M normal	L normal	XL normal
	S long	M long	L long	XL long
Цвет:	8001			
Дизайн:	открытый носок			
Упаковка:	1 пара в коробке, 4 коробок в блоке			

Avicenum 360 ARM SLEEVE

Компрессионный нарукавник с перчаткой предназначен для лечения лимфатической отечности рук. Эта отечность, вызванная нарушением оттока лимфы из больной конечности, требует непрерывного лечения, включающего в себя компрессионную терапию. В результате данной терапии отечность проходит или стабилизируется. Материал нарукавника дополнен приятным микроволокном. Кроме того, поверхность отличается противомикробной обработкой Sanitized® Silver.

Медицинский нарукавник от лимфатических отеков



Состав: 60 % PAD Нейлон, 40 % LYCRA®



Торговое название:	Нарукавник от лимфатических отеков верхних конечностей Авиценум 360			
Обработка:	Состав: 60 % PAD Нейлон - Sanitized® Silver			
Размеры:	S normal	M normal	L normal	XL normal
	S long	M long	L long	XL long
Цвет:	8001			
Дизайн:	с перчаткой / без перчатки с резинкой с плечевым держателем и ремнем			
Упаковка:	1 пара в коробке, 8 коробок в блоке			



Авиценум 520

компрессионная терапия варикозного расширения вен и отечности ног

Лечебные компрессионные чулки третьего класса компрессии предназначены для лечения хронической венозной недостаточности и лимфатической отечности. Они представляют собой существенную часть терапии, особенно после лимфодренажа помогая значительно препятствовать возвращению лимфы на место отека. Они эффективны в отношении формирования новых варикозных вен – вариксов, предназначены для более продвинутой стадии хронической венозной недостаточности. Самодержасьи чулки были разработаны с осознанием того, что их необходимо носить весь день, поэтому они изготовлены из мягкого микроволокна, обработаны невыстирываемой противомикробной отделкой с ионами серебра и оснащены широким кружевом, надежно держащим чулки на ноге во время любой деятельности.



Состав: 55 % PAD Нейлон, 45 % LYCRA®

Медицинские компрессионные гольфы



Торговое название:

Гольфы антиварикозные и от лимфатических отеков нижних конечностей Авиценум 520

Обработка:

Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры:

S normal	M normal	L normal	XL normal
S long	M long	L long	XL long

Цвет:

8001

Дизайн:

закрытый носок

Упаковка:

1 пара в коробке, 8 коробок в блоке

Медицинские компрессионные бедренные чулки самодержасьи с РЕЗИНКОЙ



Торговое название:

Чулки бедренные антиварикозные и от лимфатических отеков нижних конечностей Авиценум 520

Обработка:

Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры:

S normal	M normal	L normal	XL normal
S+ normal	M+ normal	L+ normal	XL+ normal
S long	M long	L long	XL long
S+ long	M+ long	L+ long	XL+ long

Цвет:

8001

Дизайн:

закрытый носок


Упаковка:

1 пара в коробке, 4 коробок в блоке

Зона безопасной компрессии

Зона безопасной компрессии – это элемент, имплементированный нами в гольфы и бедренные чулки Avicenum 520, изделия третьего класса компрессии с очень сильным давлением в области лодыжки (34–46 мм рт.ст.). Это специальная технология вязки в области плюсны. Плюсна является критической точкой при надевании чулок, и, кроме того, при сгибании ноги именно в этой области материал чулок может неприятно накапливаться и, тем самым, давить на ногу.

Поэтому в качестве решения этой зоны мы выбрали более тонкую вязку таким образом, чтобы уменьшить плотность материала и препятствовать его накоплению в инкриминирующих местах. Ношение настолько сильной компрессии стало благодаря нашей уникальной технологии более комфортным и безопасным.



Компрессионные эффекты изделий серии Avicenum


	Класс компрессии/компрессия	Компрессия в точке измерения b, область за пяткой мм рт.ст.	Стадия	Показания	Продукты
Поддерживающие чулки	CCLA Очень легкая	< 18 mmHg	C0	• без признаков • профилактика образования варикосов и отеков во время беременности • профилактика образования отеков во время путешествий • профилактика тромбозомболического заболевания	<i>Avicenum</i> 70
Медицинские компрессионные чулки	CCL1 Легкая	18 - 21 mmHg	C0 - C1	• венозные звездочки • уставшие и тяжелые ноги • нерегулярная или вечерняя отечность • ощущение дискомфорта в ногах после длительного нахождения в положении стоя или сидя (рискованные профессии) • профилактика развития варикозного расширения вен во время беременности • профилактика тромбоза при путешествиях • профилактика тромбозомболических заболеваний у иммобилизованных пациентов	<i>Avicenum</i> 140 <i>Avicenum</i> 310 <i>Avicenum</i> ANTI-TROMBO
	CCL2 Средне-сильная	23 - 32 mmHg	C2 - C4	• хроническая венозная болезнь • значительный варикоз во время беременности • после операции варикозных вен • состояние после флеботромбоза • зажившая берцовая язва • значительный варикоз с тенденцией к отеку	<i>Avicenum</i> 360
	CCL3 Сильная	34 - 46 mmHg	C5	• хроническая венозная болезнь в продвинутой стадии • значительные отеки • изменения кожи • лимфатические отеки • флебит в продвинутой стадии • состояния после рецидивирующих ulcerаций • вторичный варикоз	<i>Avicenum</i> 520

Авиценум ДИАФИТ

носки для диабетиков



Носки Avicenum **DiaFit** из 80% чесаного длинноволокнистого хлопка являются одним из средств профилактики диабетической стопы. **Приятная лечебная кромка**, очень слегка обхватывающая ногу, предотвращает возникновение потертостей на ней, одновременно оставаясь достаточно прочной для того, чтобы носок не соскальзывал. Носок закончен плоским **кettleным швом**, не способствующим образованию потертостей. Невыстирываемое швейцарское противомикробное серебро **Sanitized® Silver** оказывает профилактическое воздействие в отношении возникновения плесневых и дрожжевых грибов, повышает комфорт при ношении и предотвращает неприятные запахи.



Состав: 80 % Cotton (хлопок), 18 % PAD Нейлон, 2 % LYCRA®



Медицинские носки для диабетиков

Торговое название:	Носки медицинские Авиценум ДИАФИТ			
Обработка:	Противомикробное серебро - Sanitized® Silver			
Размеры:	36 - 39	39 - 42	41 - 44	44 - 47
Цвета:	0000, 5090, 7001, 7007, 8000, 8080, 9999 8080 размер 36 – 39 и 39 - 42 не имеется в наличии			
Упаковка:	1 пара в упаковке с крючком в пакете			

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ УХОДА ЗА НОГАМИ ДИАБЕТИКА


- 1 Носите хорошо сидящую на ноге обувь.
- 2 Ежедневно контролируйте ноги.
- 3 Не курите.
- 4 Соблюдайте правильную гигиену.
- 5 Осторожно удаляйте огрубевшую кожу.
- 6 Носите качественные хлопковые носки.
- 7 Не подвергайте ноги слишком высокому холоду или жаре.
- 8 Регулярно ходите на профессиональный педикюр.
- 9 При возникновении проблем всегда обращайтесь к специалисту.
- 10 При каждом посещении врача уделяйте внимание Вашим ногам.

Авиценум ДИАФИТ CLASSIC

носки для диабетиков



Носки Avicenum DiaFit CLASSIC являются новинкой в линейке изделий для пациентов с диабетом. Они содержат большую долю хлопка трощенного в два сложения, который делает пряжу более крепкой, а сами носки становятся более устойчивыми против износа, даже в сильно нагружаемых местах (к примеру, на пятке). Носки Avicenum DiaFit CLASSIC отличаются высокой стойкостью, теряют гораздо меньше хлопка при носке и стирке, и меньше скатываются. Носки также имеют удобный плоский шов предотвращающий образование мозолей и ссадин, которые для диабетической стопы весьма опасны. Область подъема оснащена облегченным предплюсневым плетением против сползания и накопления ткани, в то время как антимикробные ионы серебра Sanitized® Silver предотвращают образование неприятных запахов и делают ежедневное использование носков более приятным.



Состав: 80 % Cotton (хлопок), 18 % PAD Нейлон, 2 % LYCRA®

Лечебная резинка

облегченная вставка в области изгиба между плюсной и голенью

Кеттельный шов



Медицинские носки для диабетиков CLASSIC

Торговое название:	Носки медицинские Авиценум ДИАФИТ (classic)			
Обработка:	Противомикробное серебро - Sanitized® Silver			
Размеры:	36 - 39	39 - 42	41 - 44	44 - 47
Цвета:	0000, 7007, 5090, 8002, 9999			
Упаковка:	1 пара в упаковке с крючком в пакете			

Авиценум ДИАФИТ PREMIUM носки для диабетиков

Утепленные носки **Авиценум ДИАФИТ PREMIUM** расширяют семейство любимых носков для диабетиков с большим содержанием длинноволокнистого хлопка (83 %) и передовой технологической обработкой. Лечебная кромка с очень утонченным швом не давит ногу, тем самым предотвращая образование отека. Плоский кеттельный мысок очень нежна для чувствительной кожи диабетиков и предотвращает образование царапин. Утепленная стопа из плюшевых петель обеспечивает тепловой комфорт ноги в течение всего года. Уплотненный мысок и пятка обеспечивают носящему высокое удобство и способствуют повышению долговечности изделия именно за счет уплотнения подвергающихся нагрузке частей носка. Облегченная вставка в области между плюсной и голенью обеспечивает плавный приток крови к стопе и предотвращает образованию в этой части ноги «гармошки» материала. Противомикробные ионы серебра Sanitized® противодействуют возникновению плесневых и дрожжевых грибов.



Состав: 83 % Cotton (хлопок), 15 % PAD Нейлон, 2 % LYCRA®

Лечебная резинка

облегченная вставка в области изгиба между плюсной и голенью

уплотненный пятка

утепленная стопа

кеттельный шов на носке



Медицинские носки для диабетиков PREMIUM

Торговое название: **Носки медицинские Авиценум ДИАФИТ (premium)**

Обработка: Противомикробное серебро - Sanitized® Silver

Размеры: 36 - 39 39 - 42 41 - 44 44 - 47

Цвета: 0000, 7007, 8001, 9999

Упаковка: 1 пара в упаковке с крючком в пакете

уплотненный носок

Дополнительная продукция


Приспособление для надевания компрессионных чулок Avisenum (надеватель)

Надеватель Avisenum предоставляется бесплатно в качестве автоматически предлагаемой составной упаковки каждого продукта Avisenum 2-го и 3-го класса компрессии. Тем не менее, теперь в случае необходимости его можно приобрести также самостоятельно.


Это простой помощник для облегчения процесса натягивания чулок в наиболее проблемном месте – подъеме стопы. Надеватель производится 2-х размеров. Чулки размера S – M содержат надеватель меньшего размера 1. Чулки размера L – XXL содержат надеватель большего размера 2.



Надевание чулок без носка



Надевание чулок с носком



Как надевать чулки с креплением на талии:

Натяните чулки, а затем настройте длину крепежного пояса на талии при помощи застежки.

Avisenum
GEL

Охлаждающий гель для ног с экстрактом дикого каштана и коэнзимом Q10 содержит сочетание растительных экстрактов, благотворно влияющих на усталые ноги и мышцы и способствующих профилактике и лечению варикозного расширения вен.

- Поддерживает кровообращение
- Укрепляет стенки сосудов и помогает устранять отечность
- Сохраняет кожу здоровой и упругой



Производство на заказ

В серии Avicenum предлагается более 25 размеров компрессионных чулок серийного производства. Но даже неесмотря на это, может случиться, что некоторым пациентам не подойдет ни один из них. ARIES предлагает индивидуальный подход и решения для нетипичных размеров конечностей. Мы производим чулки и нарукавники для пациентов индивидуально на заказ.

В хороших магазинах товаров медицинского назначения, аптеках или в кабинетах врачей-специалистов обученный персонал снимает мерки пациента и обеспечит все необходимое. Выбор такого учреждения очень важен, поскольку оно несет полную ответственность за измеренные значения. Для того, чтобы новые чулки хорошо подходили, рекомендуется выполнять измерения утром, пока конечности отдохнувшие и не отекие.

Контактным лицом, обеспечивающим производство на заказ, является Владимир Прохазка, который предоставит Вам всю более подробную информацию и форму заказа. Вы можете связаться с ним по адресу prochazka@aries.eu.

Цветовая гамма Avicenum


	0000 БЕЛЫЙ		3090 БОРДО		5090 СИНИЙ
	7001 СЕРЕБРИСТО -СЕРЫЙ		7007 АНТРАЦИТ		8000 СВЕТЛЫЙ
	8001 НАТУРА		8002 БРОНЗ		8003 ПЕСОК
	8005 ТАБАК		8080 ШОКОЛАД		9999 ЧЕРНЫЙ

Порядок снятия мерок и определения размеров медицинских изделий Avicenum

При определении размера, пожалуйста, уделите должное **внимание снятию мерок**. От правильного определения размера зависит правильное функционирование чулка/нарукавника. Снятие мерок необходимо проводить утром, так как в течение дня конечности отекают.


Измерьте все точки, показанные в таблице размеров для данного изделия. Как изделие должно одеваться на конечность, показано на рисунках. При выборе размеров наиболее важны **значения, показанные в таблице на сером фоне**.

Точки измерений – рука



- a объем ладони
- c объем запястья
- d объем предплечья
- g объем под плечом
- C – G измерения длины

Точки измерений – нога



- a объем ступни
- b объем над щиколоткой
- b1 объем 10 см над щиколоткой
- c объем икры ноги
- d объем под коленом
- e объем над коленом
- f объем бедра (по середине бедра)
- g объем бедра (5 см ниже паха)
- h объем бедер
- t объем талии

Измерения длины

A – D гольфы

A – G бедренный чулок

Avicenum 70

Размер АТ		Размер АG	
S	158-164/100	M	25
S+	158-164/116-124	L	27
M	164-170/108	XL	29
M+	164-170/116-124		
L	170-176/108-116		
L+	170-176/116-124		
XL	176-182/108-116		
XL+	176-182/116-124		

Avicenum 140 (CCL1)

Размер	Объем ноги в точках измерения					
	b	d	f	g	h	t
S	20 - 24	34 - 37	46 - 50	50 - 55	110	80
M	24 - 27	37 - 40	50 - 54	55 - 60	120	90
L	27 - 30	40 - 44	54 - 58	60 - 66	130	100
Длина	short		normal		long	
A - D	-		34 - 38		38 - 43	
A - G	56 - 62		62 - 71		71 - 82	
A - T	56 - 62		62 - 71		71 - 82	

Avicenum ANTI-TROMBO
Premium (CCL1)

Размер	Измеряемый объем в точке		
	b	d	g
S	17 - 20	28 - 34	41 - 54
M	20 - 23	31 - 37	48 - 61
L	23 - 26	34 - 40	55 - 68
XL	26 - 29	37 - 43	62 - 75
XXL	29 - 32	40 - 46	69 - 82

Avicenum 360 ARM SLEEVE (CCL2)
(нарукавник)

Размер	Объем руки в точках измерения			
	a	c	d	g
S	do 18	16 - 19	22 - 26	24 - 30
M	do 20	19 - 22	26 - 30	30 - 36
L	do 23	22 - 25	30 - 34	36 - 42
XL	do 25	25 - 28	34 - 38	42 - 48
Длина	normal		long	
C - G	do 45		od 45	

Avicenum 360 FINE (CCL2)

Размер	Объем ноги в точках измерения				
	a	b	d	f	g
S	19 - 25	20 - 23	31 - 37	41 - 49	47 - 57
M	22 - 28	23 - 26	34 - 40	45 - 53	52 - 62
L	25 - 31	26 - 29	37 - 43	49 - 57	57 - 67
XL	28 - 34	29 - 32	40 - 46	53 - 61	62 - 72
Длина	normal			long	
A - D	34 - 38			38 - 43	
A - G	62 - 71			71 - 82	

Avicenum 360/Avicenum 520 (CCL2/ CCL3)

Размер	a	b	b1	c	d	e	f	g	h	t
S*	19 - 25	20 - 23	25 - 30	32 - 38	31 - 37	33 - 39	37 - 45	42 - 52	100	70
S*	19 - 25	20 - 23	25 - 30	32 - 38	31 - 37	33 - 39	41 - 49	47 - 57	110	80
S+*	19 - 25	20 - 23	25 - 30	32 - 38	31 - 37	33 - 39	49 - 57	57 - 67	110	80
M*	22 - 28	23 - 26	28 - 33	35 - 41	34 - 40	36 - 42	40 - 48	47 - 57	110	80
M*	22 - 28	23 - 26	28 - 33	35 - 41	34 - 40	36 - 42	45 - 53	52 - 62	120	90
M+*	22 - 28	23 - 26	28 - 33	35 - 41	34 - 40	36 - 42	53 - 61	62 - 72	120	90
L*	25 - 31	26 - 29	31 - 36	38 - 44	37 - 43	39 - 45	45 - 53	52 - 62	120	90
L*	25 - 31	26 - 29	31 - 36	38 - 44	37 - 43	39 - 45	49 - 57	57 - 67	120	90
L+*	25 - 31	26 - 29	31 - 36	38 - 44	37 - 43	39 - 45	57 - 65	67 - 77	130	100
XL*	28 - 34	29 - 32	34 - 39	41 - 47	40 - 46	42 - 48	49 - 57	57 - 67	120	90
XL*	28 - 34	29 - 32	34 - 39	41 - 47	40 - 46	42 - 48	53 - 61	62 - 72	130	100
XL+*	28 - 34	29 - 32	34 - 39	41 - 47	40 - 46	42 - 48	61 - 69	72 - 82	130	100
XXL*	31 - 37	32 - 35	37 - 42	44 - 50	43 - 49	45 - 51	57 - 65	67 - 77	130	100
Длина	short			normal			long			
A - D	-			34 - 38*			38 - 43*			
A - G	56 - 62			62 - 71*			71 - 82*			
A - T	56 - 62			62 - 71*			71 - 82*			

Этот материал носит исключительно информационный характер и не представляет собой обязывающее предложение.

* изделия с нормой RAL

Изготовитель:

АО «АРИЕС»

512 33 Студенец 309
Студенец, Чешская Республика

Владимир Прохазка

Региональный директор
Тел: +420 739787595
E-mail: prochazka@aries.eu

Импортер:

ООО «АРИЕС РУ»

111024 г. Москва
ул. Энтузиастов 2-я, дом 5
Российская Федерация
ИНН/КПП 7731481461/772001001

Владимир Прохазка

Генеральный директор
Тел: +7 915 1261345
E-mail: aries.ru@aries.eu

